

Băng Thun Gối A6 được làm bằng chất liệu neoprene chất lượng cao. Các mặt dán đảm bảo có độ bám dính cao, không xù bề mặt sau nhiều lần dán, khóa Velcro dễ dàng điều chỉnh. Sản phẩm co giãn 4 chiều, không gây kích ứng cho da, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng\

Chỉ định

Phòng chống hoặc hỗ trợ điều trị chấn thương thông thường xương bánh chè, khớp gối hoặc sau phẫu thuật. Sản phẩm được khuyến khích dùng cho những người hay chơi thể thao các bộ môn như đi bộ, chạy marathon, golf, bóng đá, hay những người phải đứng nhiều.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Thẳng đầu gối và đặt lỗ trên băng thun vào trung tâm của đầu gối. (Lưu ý: Không gập đầu gối khi đeo sản phẩm)
2. Để phía dây đai dài hơn lên phía trên
3. Quấn băng và dán các mặt tương ứng vào nhau.

Chỉ dẫn bảo quản

Giặt bằng tay, không giặt máy, không dùng chất tẩy, bảo quản nơi thoáng mát.