

Vớ Y Khoa Medi Duomed Gối

Vớ medi là vớ y khoa có tác dụng tạo một áp lực nhất định đã được nhà sản xuất tính toán trước cho từng loại vớ (class 1, 2, 3, 4) lên tĩnh mạch chân, phục hồi sự khép kín của các van tĩnh mạch, do đó phục hồi sự lưu thông máu một chiều như bình thường, giải quyết tình trạng ứ đọng máu ở phần thấp của chân.

Ngoài ra, vớ y khoa còn tạo ra độ dốc áp lực làm tăng tốc độ tuần hoàn máu, giảm thiểu nguy cơ hình thành huyết khối do tốc độ dòng máu chảy chậm gây ra. Vớ y khoa tốt phải tạo được độ dốc áp lực thì mới có tác dụng điều trị bệnh suy tĩnh mạch. Độ dốc áp lực là áp lực ép lên tĩnh mạch giảm dần một cách đều đặn dọc theo chiều dài chân, từ cổ chân (áp lực 100%) đến đùi (áp lực 40%).

Tác dụng làm khép van và tạo độ dốc áp lực là hai đặc tính quan trọng nhất của vớ y khoa mà bất kỳ một loại thuốc nào cũng không thể thay thế được. Nếu bỏ qua yếu tố này thì kết quả điều trị rất kém, dù có uống thuốc lâu dài. Điều này rất dễ kiểm chứng với bệnh nhân của bác sỹ, những người đã từng uống thuốc lâu dài từ năm này qua năm nọ.

Vớ y khoa là phương pháp điều trị chủ lực Suy tĩnh mạch. Chỉ có vớ y khoa mới làm khép van tĩnh mạch bằng lực cơ học, gián tiếp ép vào các bắp cơ, làm phục hồi tác dụng của van một chiều. Van có tác dụng ngăn không cho máu chảy ngược xuống và ứ đọng ở chân khi đang trong tư thế đứng.

Bản thân vớ có “độ dốc áp lực” làm tăng tốc độ lưu thông máu, do đó phòng ngừa huyết khối và giải quyết triệt để ứ đọng máu ở chân.

(trọn bộ sản phẩm)

Áp lực:

- CCL1: suy tĩnh mạch nhẹ và trung bình

- CCL2: suy tĩnh mạch nặng

Vớ duomed là loại vớ y khoa cơ bản của dòng vớ y khoa Đức medi. Vớ được khẳng định chất lượng qua 8 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, và là biểu tượng của phương pháp điều trị mới suy tĩnh mạch bằng vớ y khoa. Hơn 96% bệnh nhân chỉ cần dùng áp lực CCL1 là đủ điều trị, chỉ một số ít bệnh nặng cần dùng CCL2 ngay từ đầu hoặc khi đã thất bại với CCL1.

Độ bền vớ trên 6 tháng.

CÁCH GIẶT VÀ BẢO QUẢN VỚ MEDI:

- Có thể giặt máy chế độ nước ấm (không quá 40°C)
- Không dùng chất tẩy

- Có thể sấy chế độ thấp
- Không giặt khô
- Không ủi

Dùng xà phòng giặt loại nhẹ. Không dùng nước xả mềm vải. Xả kỹ với nước, không vắt xoắn mạnh tay. Không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì sẽ làm giảm độ bền đàn hồi của sợi trong vớ.