

Băng Keo Y Tế Urgoderm 10x10 có các lỗ thông thoáng nhỏ giúp giảm nguy cơ hầm da. Urgoderm giúp bệnh nhân dễ chịu vì băng thích hợp với các đường cong của cơ thể, đảm bảo cố định chắc chắn bông gạc và các y cụ.

Chất keo không gây kích ứng, đặc biệt thích hợp cho da mỏng manh (trẻ em, người già).

Thành phần :

- Nền không đan dệt, thông thoáng, co giãn
- Chất keo ít dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm

Qui cách: 10 cm x 10 m