

Bình Hủy Kim - Bơm Tiêm

- Chất liệu : Nhựa HDPE

- Có nắp đậy chắc chắn, có thể kết hợp với xe tiêm, là sản phẩm không thể thiếu trong các phòng khám, bệnh viện.

Có 02 lựa chọn size:

Bình hủy kim nhỏ: Dung tích: 1.5 lít - Kích thước: 10 x 10 x 20 cm)

(Bình hủy kim lớn: Dung tích: 6.8 lít - Kích thước: 32 x 13.5 x 30.5 cm)