

Bộ Xông Khí Dung

- Được làm từ chất liệu nhựa PVC được dùng trong y tế.
- Kẹp mũi điều chỉnh được.
- Dây đeo đàn hồi mang lại sự thoải mái khi sử dụng.
- Dây dẫn khí dài 2m
- Được đóng gói riêng trong từng túi.

Sản phẩm có các size phù hợp với từng người sử dụng:

- Bộ xông khí dung trẻ em - Size M
- Bộ xông khí dung người lớn tiêu chuẩn - Size L
- Bộ xông khí dung người lớn - Size XL