

Buồng đệm BabyHaler Rossmax là một dụng cụ giúp trẻ nhỏ và người lớn tuổi hít thuốc. Dụng cụ có một mặt nạ mềm mà bạn có thể đặt nhẹ lên mũi và miệng của trẻ (hoặc người lớn tuổi) buồng đệm Babyhaler sẽ giúp bạn chắc chắn rằng người sử dụng sẽ dùng đúng liều thuốc mỗi lần.



(trọn bộ sản phẩm)

Lưu ý: Nếu bạn thấy khó sử dụng Buồng đệm Babyhaler khi trẻ thức bạn có thể thử dùng khi trẻ ngủ. Nếu dùng Buồng đệm Babyhaler khi trẻ ngủ hãy giữ Buồng đệm Babyhaler nằm ngang khi ấn bình xịt để giải phóng thuốc.

