

Đèn Đọc 4 film Có Chân Đẩy có thể đọc film CT, MRI, X- quang

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 45cm x 144cm
- Biến tần - Không mỏi mắt.
- Công nghệ LED
- Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay.
- Ánh sáng đồng đều
- Vỏ đèn bằng inox
- Nhãn hiệu TNE khắc nổi
- Trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường
- Nguồn điện: 220 VAC