

Đèn Gò Hồng Ngoại TNE 1,7m có một số tác dụng sau: giúp giãn mạch tại vùng chiếu tia, làm tăng lượng máu mang oxi và dinh dưỡng đến vùng giãn mạch, tăng chuyển hóa mô tại chỗ và tăng tiết mồ hôi, giảm phù nề. Bên cạnh đó, nếu chiếu tia hồng ngoại có cường độ thấp (nóng nhẹ) sẽ giúp làm xoa dịu các đầu thụ cảm thần kinh có tác dụng giảm đau.

Chính nhờ các công dụng trên mà đèn hồng ngoại thường được sử dụng như là **điều trị hỗ trợ** cho các trường hợp sau:

- Đau lưng cơ năng
- Đau khớp mạn
- Đau do cơ cơ vai, gáy
- Các trường hợp viêm, Các nhiễm trùng ngoài da, vết thương nông
- Phù do ứ trệ tuần hoàn
- Dùng trước tập vận động giúp cải thiện tầm vận động khớp ở bệnh nhân cứng khớp
- Dùng trong trường hợp bong gân đã qua giai đoạn cấp...

Đèn Gò Hồng Ngoại TNE 1,7m có tác dụng tích cực làm đẹp da: làm mềm da, những mạch máu li ti được lưu thông tốt, kích thích sinh trưởng tế bào da mới, mất đi tế bào da chết ... , Làm đẹp tóc : chân tóc được kích thích hoặc sử dụng khi nhuộm tóc sẽ giữ màu tốt hơn.



Đèn Gù Hồng Ngoại TNE 1,7m được các bác sỹ khuyên dùng hằng ngày.

- Khoảng cách đèn cá nhân thông thường từ 30 - 80 cm.
- Tránh tiếp xúc với bóng đèn hoặc rọi quá gần để đề phòng bỏng.
- Thời gian rọi đèn từ 15 phút đến 30 phút, mỗi ngày dùng từ 2 đến 4 lần.
- Sản phẩm có chức năng *Dimmer* sẽ tăng hiệu quả điều trị qua việc điều chỉnh công suất cao để có tác dụng sâu hoặc điều chỉnh công suất thấp để có tác dụng rộng.

Thông số kỹ thuật:

- Chóa đèn ø 16, dài 22 Cm
- Hộp công tắc hoặc Dimmer
- Dây nguồn 3m
- Tầng giảm chiều cao từ 1,2 - 1,7m
- Đế đèn bằng kim loại
- Công suất: 250 Max

- Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn
- Cổ định vị xoay gần 360o , khoảng rộng 30cm + 30cm
- Đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn
- Độ bền cao, chân đèn được bảo hành 36 tháng