

Giường bệnh nhân được sản xuất hoàn toàn bằng inox dùng trong các bệnh viện, bệnh xá, gia đình... để bệnh nhân nằm. an toàn tuyệt đối, bền cao dễ dàng vệ sinh.

Giường đơn có hộp, vạt giường Inox, có cọc treo màn, có nệm.

Kích thước: D x R x C = 1900 x 900 x 540mm

Nguyên liệu: 100% inox SUS 201, không bị nhiễm từ, bóng, đẹp, có độ bền cơ học cao.

Kết cấu, lắp ráp:

- Kết cấu gồm 3 cụm: Khung đầu và đuôi giường, khung giường và vạt giường.
- Khung đầu giường được lắp với khung của giường bằng 8 bulon M10x20 đảm bảo vững chắc
- Góc nâng đầu từ 0 - 75°
- Giường sản xuất bằng phương pháp hàn Acgon

Tiêu chuẩn vật liệu: sai số kỹ thuật cho phép từ ± 0.03 mm

Khung giường bệnh viện : làm bằng hộp inox đúc liền 30 x 60 x 0.8mm

Khung đầu và đuôi giường bệnh viện : làm bằng ống inox đúc liền, phi 32 x 1mm

- 1 song ngang đầu giường: làm bằng ống inox đúc liền, phi 25 x 0.8mm
- 4 song dọc đầu giường: làm bằng ống inox đúc liền, phi 16 x 0.4mm
- Vạt giường: làm bằng inox hộp 10 x 40mm, dày 0.6mm, 13 thanh
- 5 Thanh đỡ vạt giường làm bằng ống inox đúc liền: 3 thanh vuông 25 x 0.6mm, 2 thanh vuông 13x0.6mm
- Thanh đỡ đầu nâng hạ: làm bằng ống inox đúc liền, LA33, dày 2.5mm
- Răng chống đầu nâng: LA250x2.5mm
- Nệm giường: nệm mút dày 70mm