

Đây là loại ghế dùng rất thích hợp cho người bị yếu liệt 1/2 người do **TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO**.

**Ghế có 4 chức năng:**

1. Có ghế ngồi để kéo ròng rọc tập cử động 2 tay, nhờ có bao tay giữ bàn tay yếu vào tay nắm nên khi tay yếu không nắm vững vào tay nắm người bệnh cũng có thể tập được cử động khớp vai nhờ tay mạnh kéo trợ giúp.
2. Bộ phận tập quay tay có thể điều chỉnh lực nặng nhẹ theo lực cơ người bệnh.
3. Bộ phận đạp xe cũng tăng được lực nặng nhẹ theo lực cơ người bệnh, nhờ có chiếc guốc buộc chặt chân yếu của người bệnh vào bàn đạp nên người bệnh có thể tập đạp xe dễ dàng nhờ sự trợ giúp của chân mạnh.
4. Thêm chức năng kéo cổ, gồm 5 kg tạ

Ngoài ra, người bệnh có vấn đề về xương khớp cần vận động, tập ghế này cũng rất hiệu quả.

- Chất liệu : khung sắt sơn tĩnh điện

- Kích thước : 56 x 44 x 160cm