

Giường Bệnh Nhân Hai Tay Quay Tốt

Chức năng chính chủ yếu là nâng đầu và nâng chân người bệnh - giúp người bệnh cảm thấy thoải mái khi nằm vì máu huyết lưu thông về tim và đi khắp cơ thể nhẹ nhàng nhằm tránh tê bại do lâu ngày nằm 1 chỗ không cử động phần chân và đầu. Góc nâng của phần đầu giường 1 góc từ 0° đến 75° và phần chân từ 0° đến 45° (phần đùi) và phần cẳng chân từ 0° lệch 1 góc 38°.

Quy cách tiêu chuẩn giường y tế 2 tay quay:

- Kích thước: D x R x C: 1900 x 900 x 550 mm
- Khung giường: Inox Hộp 30 x 60 (0.8 - 1.0mm).
- Khung đầu và đuôi giường: inox phi 32 x 0.8mm.
- Vạt giường: Inox Hộp 10 x 40 (0.4mm).
- Song ngang đầu và đuôi giường: inox tròn phi 22 (0.6mm).
- Song dọc đầu và đuôi giường: Inox tròn phi 16 (0.4mm).
- Thanh đỡ vạt giường: Inox vuông 25 x 25 (0.4mm).
- Bộ nâng hạ đầu và đuôi giường: ống vuông 10 x 20 mm, bộ nâng đuôi giường có thanh trục 6 răng góc nâng 45 độ: góc nâng đầu giường từ 0 – 75o.
- 02 Tay quay : Ống trong Inox Φ32(1.0mm), ống ngoài inox phi 38 (1.0mm).
- Cọc móc màn: inox phi 12.7 (0.8mm).
- Nệm: muosse dày 70mm bao vải simili có khóa rửa vệ sinh nệm .

Kết cấu lắp đặt sử dụng:

- Kết cấu gồm 3 phần: Khung đầu và đuôi giường cao chênh lệch 100mm (đầu cao hơn chân) có bánh xe phi 120mm, khung giường và vạt giường, 2 vây giường giữ bệnh nhân,
- Khung và đầu giường được lắp với nhau bằng 8 bù lon inox M10 x 50 đảm bảo vững chắc
- Vạt giường được chia làm 4 khúc.