

**Khai khí quản hai nòng Shiley** đáp ứng hầu hết các yêu cầu về Mở Khí Quản cho người bệnh. Với quy trình sản xuất vượt trội nhận được sự tin tưởng của các bác sĩ trên khắp thế giới. Thiết kế của ống mở khí quản Shiley độc đáo và riêng biệt, hợp lý, an toàn cho người bệnh, kiểu dáng phong phú phù hợp với nhiều bệnh nhân.

- Nòng trong có thể tháo rời để vệ sinh tránh tắc đờm rãi.
- Thân ống mềm tương thích với nhiệt độ cơ thể giảm tổn thương và mang lại sự thoải mái cho người bệnh.
- Có thể lưu tới 29 ngày, không cần thay ống thường xuyên như loại ống một nòng thông thường, giảm công việc cho y bác sĩ, giảm tổn thương và phiền toái cho người bệnh, giảm chi phí.
- Đóng gói tiệt trùng.



*(Trọn bộ sản phẩm)*

**Khai Khí Quản Hai Nòng Shiley** Có các mã như sau:

- CFS: Khai khí quản không bóng, không cửa sổ.

- CFN: Khai khí quản không bóng, có cửa sổ.
- LPC: Khai khí quản có bóng, không cửa sổ.
- PEN: Khai khí quản có bóng, có cửa sổ.

**Các ký hiệu trên tai cố định của Khai khí quản Shiley giúp nhanh chóng nhận diện loại ống:**

- Đường kính trong ID
- Đường kính ngoài OD



*(Khai khí quản hai nòng Shiley có bóng)*



*(Khai khí quản hai nòng Shiley không bóng)*

**Bảng Chọn size sản phẩm như sau:**



Size	Đường kính trong	Đường kính ngoài	Chiều dài
6	6.4 mm	10.8 mm	76 mm
8	7.6 mm	12.2 mm	81 mm