

### **Khung Tập Đi Không Ghế Ngồi**

- Giúp cho người tập đi sau tai nạn, tai biến
- Giúp cho người già đi lại vững vàng hơn
- Gập lại gọn gàng khi không dùng đến
- Có thể tùy chỉnh chiều cao của khung tập đi bằng các nấc bấm
- Hai bánh xe phía trước giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn
- Khung tập đi được làm bằng hợp kim nhôm nhẹ, chắc chắn và đẹp.

### **Thông số:**

- Chiều cao: 79-97 cm
- Chiều rộng: 62cm
- Chiều dài: 50cm