

**Máy Hút Mũi Trẻ Em BABY 100** nhập khẩu Hàn Quốc, máy vận hành êm ái kết hợp đầu hút bằng silicon mềm mại cùng áp lực hút nhẹ nhàng không gây cảm giác đau rát, tránh xước ảnh hưởng đến niêm mạc yếu mềm của bé. Máy kết hợp với âm nhạc giúp cho bé cảm thấy thoải mái khi sử dụng.

**Tính năng nổi bật:**

- Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng tinh tế.
- Chất liệu nhựa cao cấp hạn chế nứt vỡ.
- Đầu hút bằng Silicon đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Chức năng hút chất nhầy trong khoang mũi với áp lực tối ưu (đã qua kiểm nghiệm lâm sàng).
- Dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.



*(trọn bộ sản phẩm)*

**Máy Hút Mũi Trẻ Em BABY 100** của Hàn Quốc với công nghệ tiên tiến hiện đại sẽ giúp các mẹ luôn bận bịu dễ dàng chăm sóc bé con nhà mình thường xuyên và tiện lợi hơn khi bé bị sổ mũi. Máy kết hợp với việc nhỏ nước muối sinh lý 0.9% giúp bạn hút hoặc rửa mũi rất hiệu quả. **Máy Hút Mũi Trẻ Em BABY 100** là bạn của mọi gia đình.

**Thông số kỹ thuật**

- Model: Baby 100
- Nguồn điện: DC 3V (2 viên pin 1.5v)

- Công suất phun: 1ml/ phút hoặc cao hơn
- Áp lực hút: 380mmHg +/- 15mmHg
- Trọng lượng: 150g.