

Máy Tạo Oxy Medally 10L - Medally thương hiệu từ USA chuyên về máy tạo oxy. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chăm sóc sức khỏe tại nhà, dùng trong bệnh viện, phòng khám, phòng mổ, trong các việc chăm sóc sắc đẹp.

Sản phẩm Medally đạt chứng chỉ FDA, CE. Do chất lượng vượt trội nên sản phẩm Medally được khách hàng ở nhiều nước trên thế giới tin dùng.

Mục tiêu của Medally là tiếp tục mang đến sản phẩm chất lượng cao để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tính năng nổi bật

- Báo động sự cố điện, áp suất cao hoặc thấp.
- Độ ồn thấp
- Màn hình LCD lớn hiển thị áp suất máy, thời gian đã sử dụng, thời gian hiện tại và số lần máy khởi động
- Công suất lớn phù hợp với các phòng khám có thể kết hợp với bộ chia để dùng cho nhiều bệnh nhân cùng lúc.
- Hệ thống làm lạnh kỹ thuật mới giúp cho máy hoạt động liên tục 24h mà không bị ngắt do quá nhiệt.

Thông số kỹ thuật:

- Lưu lượng oxy: 0.5-10lít/phút
- Nồng độ oxy: 93% ±3%
- Áp suất đầu ra: 0.04 - 0.07 Mpa
- Công suất: 880W
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Báo động: Báo động sự cố điện, báo động áp suất cao hoặc thấp.
- Độ ồn: ≤ 50 dBA
- Màn hình LCD hiển thị: Áp suất (độ chính xác: 0.001Mpa), Thời gian đã sử dụng (phạm vi: 0-99999 giờ), thời gian hiện tại (độ chính xác: 1phút), số lần máy hoạt động
- Khối lượng: 27kg
- Kích thước: 365x375x600 mm
- Cầu chì: T63AL/250V
- Nhiệt độ môi trường: 10°C - 40°C
- Độ ẩm: 30% - 85%
- Áp suất không khí: 700hPa - 1060hPa
- Độ cao: Máy có thể hoạt động tốt độ cao 2286m so với mực nước biển.