

Trang bị công nghệ MAM – Tự động đo trung bình chỉ 1 lần bấm nút.

Máy đo huyết áp cổ tay **Microlife BP 3BJ1-4D** nhỏ gọn, cho kết quả tin cậy với **công nghệ MAM**, sử dụng tại gia đình, dành cho người cần kiểm tra huyết áp thường xuyên, hay di chuyển đi du lịch hoặc làm việc.

Tính năng nổi bật

- Đo huyết áp và nhịp tim
- Kiểm nghiệm lâm sàng cho độ chính xác bởi Hiệp hội cao huyết áp Anh Quốc (BHS), Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu (ESH)
- Cho kết quả tin cậy chính xác vượt trội với **công nghệ MAM**
- Bộ nhớ 60 lần đo
- Lưu ngày giờ/tháng năm
- Trang bị hộp đựng

Trọn bộ sản phẩm bao gồm : Máy đo , pin, hộp đựng, sách ghi chú, sách HDSD

Máy đo huyết áp cổ tay **Microlife BP 3BJ1-4D** là sản phẩm được thiết kế với những công nghệ mới nhất của hãng Microlife Thụy Sĩ. Máy được thiết kế nhỏ gọn tựa chiếc đồng hồ đeo tay. Máy đo huyết áp cổ tay **Microlife BP 3BJ1-4D** là sự lựa chọn lý tưởng cho những người phải thường xuyên di chuyển và cần kiểm soát huyết áp. Trang bị công nghệ MAM, máy đo huyết áp **Microlife BP 3J1-4D** giúp đo chỉ số huyết áp tin cậy với dòng máy đo ở cổ tay.

Công nghệ MAM – Chính xác như đo bởi bác sĩ!

Huyết áp là một chỉ số dao động tùy vào từng thời điểm, thể trạng, tâm sinh lý. Theo lời khuyên từ các tổ chức y tế cũng như bác sĩ trên thế giới và Việt Nam, việc đo huyết áp tại nhà nên thực hiện 1-3 lần liên tiếp sau đó lấy kết quả chỉ số huyết áp trung bình. Máy đo huyết áp **Microlife BP 3BJ1-4D** hỗ trợ **công nghệ MAM** giúp thực hiện 3 lần đo liên tiếp lấy kết quả trung bình một cách hoàn toàn tự động, cho kết quả có độ tin cậy cao, giúp tiết kiệm thời gian đo và phản ánh tin cậy chỉ số huyết áp. **Công nghệ MAM** có thể sử dụng kiểm tra huyết áp tại Phòng Khám, Bệnh Viện giúp giảm thiểu tối đa hiệu ứng **“ÁO CHÒÀNG TRẮNG”**.

Độ chính xác đặc biệt - Xác nhận từ kiểm chứng của tổ chức Quốc tế uy tín

Sản phẩm được kiểm nghiệm lâm sàng và được khuyến nghị sử dụng bởi các tổ chức sức khỏe uy tín của Châu Âu. Độ chính xác đạt cao nhất **A/A** bởi Hiệp hội Tăng huyết áp Anh Quốc (BHS), đạt tiêu chuẩn chất lượng của Hiệp hội Tăng huyết áp châu Âu (EHS), đạt chứng chỉ **"Quality Shield"** qua các chỉ tiêu kiểm tra nghiêm ngặt của Hiệp hội Tăng huyết áp Đức (Gütesiegel).

Thiết kế thời trang gọn nhẹ

Máy được thiết kế tựa như chiếc đồng hồ đeo tay, kiểu dáng gọn nhẹ thích hợp cho những ai phải di chuyển thường xuyên và cần theo dõi huyết áp, thao tác dễ dàng và nhanh chóng.

An tâm sử dụng với chế độ bảo hành chính hãng 1 đổi 1

Tự hào về chất lượng sản phẩm, hãng Microlife cam kết cung cấp chế độ bảo hành hư đổi mới (**1 đổi 1**), mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Trong thời gian bảo hành (3 năm kể từ ngày mua) nếu có sản phẩm có bất kỳ lỗi nào từ phía nhà sản xuất khách hàng được đổi máy mới hoàn toàn miễn phí. Microlife luôn mong muốn mang lại sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Quý khách hàng an tâm sử dụng.

Thông số kỹ thuật

- Nhiệt độ vận hành: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
- Nhiệt độ bảo quản: -20 - +50 °C / -4 - +122 °F
- Độ ẩm: 15 - 90 % độ ẩm tương đối tối đa
- Trọng lượng: 130g (bao gồm pin)
- Kích thước: 80 x 70 x 70 mm
- Quy trình đo: Đo dao động, phương pháp Korotkoff, giai đoạn I tâm thu, giai đoạn II tâm trương
- Tầm đo: 30 - 280 mmHg- Huyết áp 40 - 200 nhịp trên phút
- Áp suất dải quấn: 0 - 299 mmHg
- Độ phân giải: 1 mmHg
- Độ chính xác tĩnh: ± 3 mmHg
- Độ chính xác nhịp: ± 5 % giá trị đọc

- Nguồn điện: 2 x 1.5 V ; Cỡ AAA
- Tiêu chuẩn tham khảo: EU Directives 93/42/EEC NIBP :EN 1060-1 /-3 /-4 ANSI / AAMI SP10