

## **Nẹp Bóng Chày**

- Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm.
- Dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng.

### **2. Chức năng:**

- Cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, tăng khả năng điều trị và bảo vệ ngón tay khỏi những tổn thương có thể xảy ra.
- Cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoài biên.

### **3. Chỉ định:**

- Chấn thương ở đầu ngón tay.
- Gãy xương ngón tay.
- Tổn thương đốt ngón tay.

### **4. Bảo quản:**

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt bằng tay trong nước xà phòng, phơi khô nơi thoáng.
- Không giặt và làm khô bằng máy (không dùng thuốc tẩy).