

**Nẹp mắt cá protect.Leva** có độ dốc áp lực nên có tác dụng làm giảm phù nề do chấn thương, do đó làm giảm đau hiệu quả. Protect.Leva cũng có tác dụng làm ép gân bị bong vào vị trí cũ, giúp quá trình lành của gân tốt hơn nhờ miếng đệm silicone hình chữ L bao bọc dưới mắt cá trong và ngoài. Khi được bảo vệ tốt như vậy, bước đi sẽ nhanh về bình thường hơn, hòa nhập cuộc sống nhanh hơn.

**Bảng đo size:**

<b>protect.Achi/Leva</b>	
<b>Sizes</b>	<b>Vòng cổ chân</b>
<b>II</b>	20 - 22
<b>III</b>	22 - 24
<b>IV</b>	24 - 26
<b>V</b>	26 - 28
<b>VI</b>	28 - 30

