

Nẹp Zimmer Cố Định Chân giúp hỗ trợ cố định vùng quanh khớp gối, đùi, cẳng chân.

Chỉ định:

- Sơ cứu cố định sau chấn thương khớp và quay khớp gối hoặc sau phẫu thuật quay khớp gối.
- Hỗ trợ, cố định cho các chấn thương ở đùi, cẳng chân theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa.

Vật liệu:

- Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí.
- Khóa Velcro, Nẹp hợp kim nhôm.

Bảo quản:

- Có thể giặt tay với nước có xà phòng sau khi sử dụng.
- Phơi khô nơi thoáng mát