

Nhiệt kế điện tử **Microlife MT16K1** không dùng thủy ngân, công nghệ cảm ứng không dùng niken không gây dị ứng, đo trong 60s, là thiết bị kiểm tra thân nhiệt tiện lợi và an toàn.

- Đo thân nhiệt vùng miệng, nách, hậu môn
- Cho kết quả đo nháy chóng trong 60s
- Đầu dò bằng niken chống dị ứng
- Dễ sử dụng, vệ sinh, lau chùi
- Chống thấm nước
- Báo bíp khi đo xong

Sản phẩm có 04 màu sắc nổi bật, Shop sẽ giao hàng theo màu ngẫu nhiên.



(Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1 màu xanh lá cây)



Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1 màu xanh dương)



(Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1 màu vàng)



(Nhiệt kế điện tử Microlife MT16K1 màu đỏ)

Thông số kỹ thuật

- Tầm đo: 32.0°C tới 43.9°C
- Sai số: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ giữa 34°C và 42°C
- Bảo quản: 10°C tới 40°C, 15 – 95% độ ẩm tương đối tối đa