

Nhiệt kế điện tử Microlife MT500 là dòng sản phẩm nhiệt kế điện tử cung cấp giải pháp thay thế cho nhiệt kế thủy ngân do tính an toàn trong sử dụng. Sử dụng cảm ứng đầu dò Niken, đo nhanh và chính xác cao chỉ trong vòng 30 giây. Cho cảm giác thoải mái không phải chờ lâu.

Nhiệt kế điện tử Microlife MT500 là sự lựa chọn hợp lý cho việc kiểm soát thân nhiệt cơ thể một cách đơn giản, chính xác, an toàn và thân thiện với môi trường.

Thông số kỹ thuật:

- Báo sốt tiếng bíp sau khi đo.
- Sai số chỉ 0,2 độ C.
- Chế độ bảo hành trọn đời.
- Tầm đo : 32.0°C tới 43.9°C.
- Sai số : $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ giữa 34°C và 42°C.
- Bảo quản : 10°C tới 40°C ,15 – 95% độ ẩm tương đối tối đa.
- Sản phẩm phù hợp với Chỉ thị về Thiết bị Y tế Châu Âu 93/42/EEC.