

Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán MDF - USA là nhiệt kế điện tử được nghiên cứu và chế tạo từ công nghệ tiên tiến hiện nay. Công nghệ này cho phép đo nhiệt độ cách xa vị trí trán hay thái dương từ 3-5cm cho kết quả đo nhanh và chính xác.

Nhiệt Kế Hồng Ngoại Đo Trán MDF - USA được sử dụng để đo thân nhiệt của trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn tại trán hay thái dương mà không cần tiếp xúc với cơ thể. Máy được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, phòng khám và trong gia đình. Ngoài ra máy còn được dùng để đo các vật thể và đo nhiệt độ môi trường.



(Sản phẩm được bảo hành: 3 năm)

Thông số kỹ thuật:

- Đo thân nhiệt, đo vật thể (đó nhiệt độ bình sữa hoặc nước tắm cho bé) và đo nhiệt độ môi trường.
- Có thể chuyển đổi độ C hay độ F.
- Màn hình LCD kỹ thuật số có ba màu, cảnh báo thân nhiệt cao
 - Màu xanh lá: $\leq 37.3^{\circ}\text{C}$ (Nhiệt độ bình thường)

- Màu cam: 37.4 - 37.9°C (sốt nhẹ)
 - Màu đỏ: $\geq 38^\circ\text{C}$ (sốt)
- Phát ra âm báo nếu nhiệt độ trên 38°C.
- Thời gian đo 1 giây.
- Được thiết kế đặc biệt để đo thân nhiệt tại vị trí trán hoặc thái dương với khoảng cách: 3-5cm
- Kết quả đo rất ổn định và chính xác nhờ vào hệ thống cảm biến hồng ngoại.
- Bộ nhớ lưu trữ 32 kết quả đo.
- Tự động tắt nguồn sau 30 giây để tiết kiệm năng lượng.