

Nồi hấp tiệt trùng Unicare UC-280A có mẫu mã hiện đại, làm nóng nhanh, có công dụng tiệt trùng hoàn hảo. Thiết bị dùng tiệt trùng các dụng cụ và vật tư phòng mổ. Thiết bị được sản xuất bằng chất liệu thép không gỉ, có chức năng chống ăn mòn acid, chống kiềm hóa, đảm bảo an toàn trong sử dụng và độ bền cao.

Thông số kỹ thuật:

- Dung tích: 18 lít
- Áp suất hoạt động: 0.142 MPa
- Áp suất thiết kế: 0.170 MPa
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Công suất: 2 Kw
- Nhiệt độ đạt được: 126 độ C
- Cầu chì: 15A
- Kích thước lồng hấp: 27 x 23.5 cm
- Trọng lượng: 12.5 kg/13.5 kg
- Kích thước: 40 x 40 x 45 cm