

### **Que tiểu đường Clever Chek TD-4230**

- Quy cách: Lọ 25 que

- Que thử đường huyết Clever Check TD 4230 chỉ được sử dụng với **máy đo đường huyết Clever Check TD 4230** nhằm để đo chỉ số glucose trong máu toàn phần mới lấy. Hệ thống máy được chuẩn huyết tương cho phép so sánh các kết quả được dễ dàng so với các phương pháp phòng thí nghiệm.

#### **Bảo quản:**

Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và hơi nóng.

Để nơi khô ráo, nhiệt độ 2 độ - 30 độ C. Không bảo quản ở ngăn đá.

Giữ que trong đúng lọ que gốc, đậy kín.