

Que thử đường huyết Ogcare (25 que) là sản phẩm que thử dùng cho dòng máy đo đường huyết Ogcare của Ý.

Công dụng:

Đặc tính kỹ thuật: Que thử đường huyết Ogcare sử dụng công nghệ Emzym GOD không tương tác các loại đường khác cho kết quả chính xác.

Dễ sử dụng, hiệu quả.

Ưu điểm:

- Cho độ chính xác cao
- Hộp đựng kín gió
- Sử dụng kèm máy đo đường huyết Ogcare

Lưu ý khi sử dụng:

- Đóng nắp lại ngay sau mỗi lần lấy que thử
- Sau khi mở nắp niêm phong, chỉ nên dùng que thử trong vòng 3 tháng

Bảo quản: Nơi khô mát, tránh xa tầm tay trẻ em