

**Ưu điểm vượt trội:**

- Que tự động nhập code
- Chỉ cần một lượng máu nhỏ
- Tự động hút máu vào que.

**Chú ý:**

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.
- Không cho vào tủ lạnh.
- Không sử dụng nếu nệm phong không còn nguyên vẹn.
- **Mỗi que** chỉ sử dụng **1 lần** duy nhất.
- Lưu trữ ở nơi khô ráo (39°F – 104°F / 4°C - 40°C).